

ISTITUTO NAZ.LE OCEANOLOGIA GEOF. SPERIMENTALE
VIA AUGUSTE PICCARD 54
34010 SGONICO
Italy

CELUSSI, Mauro
☎ 3355603999
✉ cbalestra@ogs.it

Preventivo

Numero del preventivo: Q24000587598
Versione: 1
Data: 25 Mar 2024
Validità preventivo: 31 Jul 2024
Codice Cliente: ACC-0112703
eShop Codice di convalida: J2Q4W4

Referente di Zona:
Luca Malosetti
✉ Malosetti.L@eppendorf.it

Grazie per il suo interesse per i prodotti Eppendorf. Sono lieto di inviarLe il preventivo richiesto per gli articoli elencati di seguito.

Fare clic [qui](#) per ordinare direttamente online. Il tuo codice di accesso è **J2Q4W4**.

Pos	Articolo	Descrizione	Q.tà	Prezzo	Totale
10	3123000900	 <p>Eppendorf Research® plus, confezione da 3, 1 canale, variabile, incl. 3 epT.I.P.S.® Box 2.0 con 96 puntali per pipette e penna a sfera, Opzione 1: 0,5 – 10 µL, 10 – 100 µL, 100 – 1.000 µL. Replaces order no. 3120000909. Caratteristiche del prodotto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pipetta a cuscino d'aria meccanica, con azionamento a 3 pulsanti standard (uno per la selezione del volume, uno per il pipettaggio e uno per l'espulsione del puntale) - Ideale per il pipettaggio manuale accurato, facile ed ergonomico di soluzioni acquose - Sentite la differenza nel peso e nelle forze di pipettaggio: progettate secondo i principi dell'Eppendorf PhysioCare Concept® - Approfittate di forze di azionamento e di espulsione del puntale tra le più basse nel mercato delle pipette, che contribuiscono a ridurre lo sforzo della mano e del braccio - Approfittate di forze di fissaggio del puntale minime grazie a un cono del puntale a molla (disponibile per tutte le pipette fino a 1 mL) - Regolate temporaneamente le vostre pipette in pochi secondi per una maggiore accuratezza durante il pipettaggio di liquidi difficili come l'etanolo o durante il pipettaggio ad altitudini elevate. Ripristino della regolazione di fabbrica senza calibrazione - Trattate in autoclave l'intera pipetta oppure soltanto la parte inferiore secondo le vostre esigenze e applicazioni per garantire una corretta decontaminazione - Il materiale di alta qualità assicura un'elevata resistenza ai raggi UV e alle sostanze chimiche; sono disponibili speciali parti inferiori monocanale per sostanze chimiche aggressive - Le pipette monocanale certificate con l'etichetta ACT®- e i puntali per pipette epT.I.P.S.® vi aiutano a fare una scelta consapevole in termini di sostenibilità 	1	562,50 €	562,50 €

Pos	Articolo	Descrizione	Q.tà	Prezzo	Totale
20	3123000098	<p>Eppendorf Research® plus, 1 canale, variabile, incl. epT.I.P.S.® Box 2.0 con 96 puntali per pipette, 2 – 20 µL, grigio chiaro. Replaces order no. 3120000097.</p> <p>Caratteristiche del prodotto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pipetta a cuscino d'aria meccanica, con azionamento a 3 pulsanti standard (uno per la selezione del volume, uno per il pipettaggio e uno per l'espulsione del puntale) - Ideale per il pipettaggio manuale accurato, facile ed ergonomico di soluzioni acquose - Sentite la differenza nel peso e nelle forze di pipettaggio: progettate secondo i principi dell'Eppendorf PhysioCare Concept® - Approfittate di forze di azionamento e di espulsione del puntale tra le più basse nel mercato delle pipette, che contribuiscono a ridurre lo sforzo della mano e del braccio - Approfittate di forze di fissaggio del puntale minime grazie a un cono del puntale a molla (disponibile per tutte le pipette fino a 1 mL) - Regolate temporaneamente le vostre pipette in pochi secondi per una maggiore accuratezza durante il pipettaggio di liquidi difficili come l'etanolo o durante il pipettaggio ad altitudini elevate. Ripristino della regolazione di fabbrica senza calibrazione - Trattate in autoclave l'intera pipetta oppure soltanto la parte inferiore secondo le vostre esigenze e applicazioni per garantire una corretta decontaminazione - Il materiale di alta qualità assicura un'elevata resistenza ai raggi UV e alle sostanze chimiche; sono disponibili speciali parti inferiori monocanale per sostanze chimiche aggressive - Le pipette monocanale certificate con l'etichetta ACT®- e i puntali per pipette epT.I.P.S.® vi aiutano a fare una scelta consapevole in termini di sostenibilità 	1	228,75 €	228,75 €



Pos	Articolo	Descrizione	Q.tà	Prezzo	Totale
40	3123000071	<p>Eppendorf Research® plus, 1 canale, variabile, incl. busta campioni epT.I.P.S.®, 0,5 – 5 mL, viola. Replaces order no. 3120000070.</p> <p>Caratteristiche del prodotto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pipetta a cuscino d'aria meccanica, con azionamento a 3 pulsanti standard (uno per la selezione del volume, uno per il pipettaggio e uno per l'espulsione del puntale) - Ideale per il pipettaggio manuale accurato, facile ed ergonomico di soluzioni acquose - Sentite la differenza nel peso e nelle forze di pipettaggio: progettate secondo i principi dell'Eppendorf PhysioCare Concept® - Approfittate di forze di azionamento e di espulsione del puntale tra le più basse nel mercato delle pipette, che contribuiscono a ridurre lo sforzo della mano e del braccio - Approfittate di forze di fissaggio del puntale minime grazie a un cono del puntale a molla (disponibile per tutte le pipette fino a 1 mL) - Regolate temporaneamente le vostre pipette in pochi secondi per una maggiore accuratezza durante il pipettaggio di liquidi difficili come l'etanolo o durante il pipettaggio ad altitudini elevate. Ripristino della regolazione di fabbrica senza calibrazione - Trattate in autoclave l'intera pipetta oppure soltanto la parte inferiore secondo le vostre esigenze e applicazioni per garantire una corretta decontaminazione - Il materiale di alta qualità assicura un'elevata resistenza ai raggi UV e alle sostanze chimiche; sono disponibili speciali parti inferiori monocanale per sostanze chimiche aggressive - Le pipette monocanale certificate con l'etichetta ACT®- e i puntali per pipette epT.I.P.S.® vi aiutano a fare una scelta consapevole in termini di sostenibilità 	2	228,75 €	457,50 €

Pos	Articolo	Descrizione	Q.tà	Prezzo	Totale
50	0030123328	<p>Eppendorf Safe-Lock Tubes, 1,5 mL, PCR clean, incolore, 1.000 provette</p>  <p>Caratteristiche del prodotto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il tappo incernierato Eppendorf Safe-Lock evita un'apertura accidentale del tappo durante l'incubazione e la conservazione - g-Safe®: a seconda della variante di Safe-Lock Tube, l'eccezionale stabilità alla centrifugazione fino a 30.000 × g previene la perdita del campione dovuta alla rottura della provetta e fornisce maggiore sicurezza quando si lavora con campioni pericolosi - Produzione senza agenti lubrificanti, plastificanti e biocidi, sostanze che in modo dimostrato possono passare dal consumabile al campione influenzando negativamente i risultati dei saggi biologici - Il polipropilene è altamente resistente agli agenti chimici, alle sollecitazioni meccaniche e alle temperature estreme - Una tenuta ottimale del coperchio per tassi di evaporazione minimi in caso di conservazione prolungata - Grande coperchio e lato esterno zigrinato per semplici operazioni di etichettatura - Funzionalità garantita da - 86 °C a 100 °C - Autoclavabile da aperta (121 °C, 20 min) - Disponibili anche in Eppendorf Quality e nei gradi di purezza Biopur® con certificazione per lotto e Forensic DNA Grade - Disponibili anche nelle versioni Eppendorf Protein LoBind o Eppendorf DNA LoBind per il massimo recupero di preziosi campioni e in color ambra per campioni sensibili alla luce 	2	41,25 €	82,50 €

Pos	Articolo	Descrizione	Q.tà	Prezzo	Totale
60	0030123344	<p>Eppendorf Safe-Lock Tubes, 2,0 mL, PCR clean, incolore, 1.000 provette</p>  <p>Caratteristiche del prodotto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il tappo incernierato Eppendorf Safe-Lock evita un'apertura accidentale del tappo durante l'incubazione e la conservazione - g-Safe®: a seconda della variante di Safe-Lock Tube, l'eccezionale stabilità alla centrifugazione fino a 30.000 × g previene la perdita del campione dovuta alla rottura della provetta e fornisce maggiore sicurezza quando si lavora con campioni pericolosi - Prodotto senza distaccanti, emollienti o biocidi, sostanze che potrebbero compromettere i saggi biologici - g-Safe®: × l'eccezionale stabilità alla centrifugazione fino a 25.000 g previene la perdita del campione dovuta alla rottura della provetta e fornisce maggiore sicurezza quando si lavora con campioni pericolosi - Una tenuta ottimale del coperchio per tassi di evaporazione minimi in caso di conservazione prolungata - Grande coperchio e lato esterno zigrinato per semplici operazioni di etichettatura - Funzionalità garantita da - 86 °C a 100 °C - Autoclavabile da aperta (121 °C, 20 min) - Disponibili anche in Eppendorf Quality e nei gradi di purezza Biopur® con certificazione per lotto e Forensic DNA Grade - Disponibili anche nelle versioni Eppendorf Protein LoBind o Eppendorf DNA LoBind per il massimo recupero di preziosi campioni e in color ambra per campioni sensibili alla luce 	2	56,10 €	112,20 €

Totale netto (IVA esclusa)

1.443,45 €

Tutti gli articoli di questo preventivo devono essere acquistati insieme

Modalità di pagamento: BONIFICO BANCARIO A 30 GIORNI

Termini di consegna: Carriage paid to, packing incl

CONDIZIONI DI VENDITA

Accettando questo preventivo, vengono accettate le nostre CGV, reperibili su

<https://www.eppendorf.com/it-it/service-support/ordering/terms-conditions/>

nonché i seguenti termini:

Costi di spedizione (esclusi servizi e ricambi) : Consegna gratuita per ordini di valore superiore a 500 euro (IVA esclusa). Gli ordini di valore inferiore a 500 euro (IVA esclusa) sono soggetti a un addebito di costi di trasporto pari a 35 euro (IVA esclusa).

Condizioni speciali per gli ordini effettuati sul nostro sito eShop: Consegna gratuita per ordini superiori a 250 euro (IVA esclusa) Gli ordini di valore inferiore a 250 euro (IVA esclusa) sono soggetti a un addebito di costi di trasporto pari a 15 euro (IVA esclusa)..

TERMINI DI CONSEGNA PER PRODOTTI DISPONIBILI A MAGAZZINO

Consegne standard: per consegne inferiori a 30 Kg. la consegna avverrà, al piano stradale dell'indirizzo indicato nell'ordine, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine ed entro 30 giorni lavorativi per spedizioni con peso superiore a 30 Kg.,

Consegne tecniche: qualora sia richiesta una modalità di consegna diversa da quella standard ossia una consegna su appuntamento, al piano, con servizio disimballo e posizionamento in laboratorio viene richiesto un contributo di 170,00€ per ogni unità spedita (es: freezer, centrifughe da banco, incubatori, shaker, fermentatori).

Consegne speciali: i prezzi e i tempi indicati in offerta si intendono unicamente indicativi e, comunque, non vincolanti per le consegne che richiedono (ad es. per modalità, tipologia o luogo di consegna) un preventivo sopralluogo.

Tutti gli ordini per strumenti con consegna diversa da "standard" dovranno essere accompagnati dalla checklist debitamente compilata

TERMINI DI GARANZIA SUI NOSTRI PRODOTTI

Tutti i nostri prodotti e strumenti sono garantiti 2 anni ad eccezione di:

Centrifughe e Ultracentrifughe "HIMAC": 12 mesi

Centrifughe multiuso 58xx/R e 59xxR: 3 anni

Pipette manuali (Research plus e Reference 2): 3 anni

Congelatori -80°: 5 anni sui compressori e 12 anni sull'isolamento

Gamma di automazione: 1 anno

Fermentatori e bioreattori: 12 mesi

Per gli ordini e tutte le richieste relative ai prodotti Bioprocess si prega di utilizzare il seguente indirizzo e-mail: bioprocess-order@eppendorf.de

All'acquisto dei prodotti Bioprocess si applicano ulteriori termini e condizioni Bioprocess <https://www.eppendorf.com/it-it/service-support/ordering/terms-conditions/>

Per espressa accettazione ex art. 1341 c.c. dell'applicazione delle CGV, dei "termini di consegna", dei "termini di garanzia", delle modalità di pagamento e, più in generale, delle condizioni commerciali formulate in questa offerta.

Firma cliente _____